


Informatie Wheely-hoep

Gebruiksaanwijzing:



Zet de Wheely-hoep vast aan een van de bevestigingspunten van de hoepel (A), en omkleed de hele hoepel (B)

Let op dat je de Wheely-hoep strak aantrekt. Rijg het koord zoals in dit voorbeeld (C)

Modelinformatie:

Het is voor je eigen veiligheid belangrijk dat de Wheely-hoep goed wordt vastgezet, dit kun je doen door tussendoor het koord flink strak te trekken! (het gaat nog makkelijker als je de hoepel losschroeft van het wiel). Zorg dat er geen losse onderdelen van het koord tussen de spaken kunnen komen en dat je overal je hoepel goed kan blijven vasthouden!

De Wheely-hoep is één maat verkrijgbaar en geschikt voor hoepels vanaf 17 inch tot 21 inch (omtrek lengte van 150 cm tot 165 cm lang)

Wasinstructie:


Was het model bij voorkeur met de hand. Niet in de droger. Liggend laten drogen. Geen chloor gebruiken!



Verschillende dessins te koop....

Koord houdt de hoepel op zijn plek....

De antislip bolletjes aan de achterzijde zorgen voor grip aan de hoepel....



PimpedbyRoos